

G-TES (ジーテス) の効果

< 痛みや疾患、低体力などで運動ができなくてお悩みの方に有効です >



G-TESとは

ベルト全てが電極となっており腰部、大腿、下腿に巻き付けることにより下肢全体に電気を流すことが可能。



エネルギー消費を高め効果的な運動代用を行える。

有酸素運動を想定した代謝モードと、無酸素運動を想定した廃用モードがあり目的に合わせて使い分け可能。



社会福祉法人 青藍会

ハートクリニック南山口

T 083 (988) 3333

【担当：奈良】

F 083 (988) 3334